

COMARCH
Healthcare

Comarch Life Bracelet

Manuale d'uso



CE

1. Introduzione

Comarch Life Bracelet è la soluzione studiata per soggetti che necessitano di assistenza, con lo scopo di aumentare la loro sicurezza e indipendenza. Il bracciale è dotato di un pulsante SOS che permette al soggetto monitorato di chiamare il numero di emergenza precedentemente impostato (Caregiver) per richiedere assistenza e di un pulsante per contattare il secondo numero (opzionale). L'utente può anche ricevere chiamate da questi due numeri direttamente sul bracciale.

Nella scatola sono presenti:

- Comarch Life Bracelet
- Caricatore
- Manuale d'uso

2. Preparazione all'uso

Il bracciale può essere indossato indifferentemente su entrambi i polsi e allacciato grazie alla chiusura regolabile.

Ricordati di:

- Caricare regolarmente la batteria,
- Indossarlo sempre, specialmente quando ci si trova all'aperto
- Non toglierlo durante la notte.



Cinturino regolabile

Per utilizzare correttamente il bracciale, occorre inserire la SIM attiva.

Specifiche della SIM:

- Dimensioni: nanoSim
- Connessione 2G
- Ricevimento di messaggi SMS
- Trasferimento di dati ~10MB/mese
- Chiamata vocale
- Codice PIN disabilitato. L'operazione può essere eseguita sul proprio cellulare.



3. Accendere il bracciale

Per accendere il bracciale occorre:

1. Tenere premuto il tasto verde per 3 secondi.
2. Attendere l'accensione della luce verde (LED) e la successiva comunicazione vocale "Il dispositivo si sta accendendo".



4. Spegnere il bracciale

Per spegnere il bracciale occorre:

1. Tenere premuto il tasto verde per 3 secondi.
2. Attendere la comunicazione vocale *"Il dispositivo si sta spegnendo"*.

5. Applicazione mobile CareMate

Per raccogliere i dati di monitoraggio dell'utente e per configurare il bracciale è necessario scaricare l'applicazione CareMate.

L'applicazione CareMate è disponibile nel Play Store e l'AppStore.

Tutte le informazioni su come configurare il bracciale sono disponibili nell'applicazione CareMate.

É possibile scaricarla scansionando il QR code:

PlayStore



AppStore



6. Effettuare una chiamata al Caregiver

In caso di necessità di contatto con il Caregiver occorre:

1. Tenere premuto il tasto rosso.
2. Attendere l'accensione della luce rossa (LED) e la comunicazione vocale "*Collegamento con il numero SOS. Per interrompere premi il tasto rosso*". In seguito, rilasciare il pulsante.
3. Il bracciale chiamerà automaticamente il numero impostato.

Tasto SOS
per contattare
il Caregiver

Secondo numero
di contatto



7. Ricevere una chiamata

Per rispondere a una chiamata bisogna premere il tasto verde del bracciale.

Tasto per rispondere
o terminare la chiamata



8. Terminare una chiamata

Per terminare la chiamata bisogna premere il tasto verde del bracciale.

9. Caricare il bracciale

Il bracciale informerà della necessità di ricarica attraverso la comunicazione vocale "*Il livello di batteria è basso. Carica il dispositivo*". Per verificare il livello di batteria, premere il tasto verde.

Per caricare il bracciale occorre:

1. Collegare il caricatore ad una fonte di energia.
2. Avvicinare la parte terminale del caricatore allo slot del bracciale.

a. Il caricamento del bracciale viene segnalato da una luce rossa (LED) lampeggiante e da una comunicazione vocale che indica l'inizio del caricamento *"La batteria si sta caricando"*.

b. Quando il bracciale è completamente carico, la luce rossa (LED) smette di lampeggiare, si accende la luce verde (LED) e il dispositivo comunica *"La batteria è carica"*.

Dopo il caricamento completo occorre:

1. Scollegare il caricabatteria dal bracciale.
2. Staccare il caricabatteria dalla corrente.

Tempo di ricarica: 2-3 ore.



10. Informazioni aggiuntive sull'uso del bracciale

Se si preme il pulsante verde, il bracciale comunica l'orario e il numero di passi effettuati. Tenendo premuto il pulsante giallo è possibile effettuare una chiamata al secondo numero impostato.

11. Comunicazioni vocali

È possibile ricevere informazioni sullo stato del dispositivo attraverso le comunicazioni vocali riprodotte dal bracciale.

Stato	Comunicato vocale
Accensione del bracciale	"Il dispositivo si sta accendendo"
Spegnimento del bracciale	"Il dispositivo si sta spegnendo"
Caricamento del bracciale	"La batteria si sta caricando"
Chiamata SOS in uscita	"Collegamento con il numero SOS. Per interrompere premi il tasto rosso"

12. Avvertenze



Per caricare il bracciale si può utilizzare soltanto il caricabatteria dedicato, presente nella confezione.



Il bracciale non deve mai essere aperto.



In caso di malfunzionamento o danneggiamento del dispositivo si prega di contattare il distributore o segnalare il malfunzionamento attraverso l'applicazione CareMate.



Durante la guida è possibile indossare il bracciale, ma è vietato utilizzarlo attivamente.



Non utilizzare il dispositivo in prossimità di pacemaker e altri dispositivi medici poiché i risultati degli stessi potrebbero subire alterazioni dovute al modulo GSM.



Non utilizzare il dispositivo nelle aree pericolose o a rischio di esplosioni.

13. Smaltimento rifiuti



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell'art. 9 del Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

14. Specifiche tecniche

- Materiale: TPU
- Peso: 17g
- Dimensioni: 55x31x24mm
- Interfacce radio: GSM 900/1800
- Batteria: 450 mAh litio-polimero (Li-Poly)
- Voltaggio input: 5.0 V
- Tipo di caricabatteria: magnetico
- Microfono/speaker: incorporato
- Livello di protezione: IP 65
- Durata di batteria in uso: 36 ore
- Assenza di modalità stand-by che potrebbe aumentare la durata della batteria
- Valore SAR corpo e testa: 4,94 W / kg
- Valore potenza RF: 29,74-32,47 dBm

15. Condizioni d'uso

- Temperatura ambientale: -20 – 55°C.
- Umidità relativa: <80%.
- Range di pressione: 860 – 1060 hPa.

- Il bracciale può essere utilizzato fino a 24 mesi dall'acquisto (dalla data sulla fattura).

17. Data dell'ultima modifica al manuale d'uso

Versione: 0.5

Data: 2020.11.13

Made in PRC



La dichiarazione di conformità è disponibile
al link:

Produttore

Comarch Healthcare S.A.
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Cracovia, Polonia (PL)
Tel. +48 (012) 646 10 00

Distributore

Comarch Srl
Via Luigi Galvani 24
20124 Milano, Italia (IT)
Tel. +39 02 999 122 00
P.IVA 08967390967

Registro AEE IT17020000009700
Registro Pile IT17020P00004362
supporto.healthcare@comarch.it

Manuale d'uso:
<https://lifebracelet.usermanual.comarch.pdf>